



# ERNST HINRICHS GmbH

Borsigstraße 1  
D-38644 Goslar

Telefon +49 (0) 53 21/5 06 24 - 25  
Telefax +49 (0) 53 21/5 08 81

info@hinrichs-dental.de  
www.hinrichs-dental.de

## Hinrisil® Hydro


Das einzigartige, hydrophile Silikon.



Ohne Verlaufshilfsmittel würde Silikon, wie das Wasser auf diesem Foto von der Oberfläche abgestoßen.



Diese Oberfläche stößt Wasser ab.



Deutlich ist das unterschiedliche Verlaufsverhalten im Mikroskop sichtbar.

Hinrisil® hydro ist bereits bestens ausgerüstet und verläuft ohne Hilfsmittel perfekt.

### Physikalische Eigenschaften

Verarbeitungsbreite:	4 - 5 min.	Vulkanisationszeit:	ca. 30 min.
Härte Shore A:	22 - 24	Reißdehnung:	ca. 400 %
Reißfestigkeit:	ca. 2,6 N/mm <sup>2</sup>	Weiterreißwiderstand:	ca. 7,0 N/mm <sup>2</sup>

### Vorteile von Hinrisil® hydro für Sie auf einen Blick:

- Optimiertes Verlaufsverhalten der Modellwerkstoffe durch Reduzierung der Oberflächenspannung um über 70 %.
- Endhärte und Reißfestigkeit machen Hinrisil® hydro zum küvettenfreien Duplieren mit der Klebebandtechnik geeignet.
- Glattere und präzisere Duplikatmodell-Oberflächen ohne Oberflächenentspanner.
- Genaue Passungen. Da bei der Vernetzung keinerlei Spaltprodukte gebildet werden, tritt auch keine Vulkanisations schrumpfung ein. Die Duplierformen sind also unmittelbar nach der Entformung einsatzfähig. Eine Rückstellzeit entfällt.

### Lieferbar in:

2 x 1 kg Flasche	REF 107960	<del>66,50 €</del>	59,85 €
2 x 6 kg Kanister	REF 107963	<del>365,40 €</del>	328,85 €
2 x 25 kg Kanister	REF 107964	<del>1.375,90 €</del>	1.238,30 €



**Welt-Neuheit**

## Implantray

Ihre Qualität perfekt präsentiert!

- Hochwertige Präsentation Ihrer Implantatarbeiten
- Übersichtliche, koordinierte Anordnung zur unmittelbaren Verwendung am Behandlungsstuhl
- Der logische Aufbau erleichtert Ihnen das Einsetzen vor Ort
- Transportschutz und Arbeitsvorlage für Implantatarbeiten
- nicht wiederverwendbar (nicht sterilisierbar)

Sie kaufen **2 Stück** und erhalten **ein Weiteres gratis!**

**2+1 Angebot**

### Lieferbar in:

Implantray, 1 Stück	REF 804000	14,90 €
Implantray, 5 Stück	REF 804001	55,00 €
Implantray, 10 Stück	REF 804002	98,00 €



Die abgebildeten Instrumente sind nicht im Lieferumfang enthalten!

**Bestellhotline: +49 (0) 53 21 / 5 06 24**

**Bestellfax: +49 (0) 53 21 / 5 08 81**

Abrechnung über Dental-Depot: \_\_\_\_\_

Ort des Depots: \_\_\_\_\_

Empfängeradresse: \_\_\_\_\_

Produktbezeichnung	Farbe	REF	Einheit	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis

Wir beliefern Sie direkt. Die Rechnung und deren Bezahlung erfolgt über Ihr Depot. Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Alle Preise gelten zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten. Das Angebot gilt bis zum 31.01.2012 oder solange der Vorrat reicht.